

Açık kaynak yapım rehberi

Basınç Yarası Önleyici Yatak, hareketsiz barınak köpekleri için bir öğrenci konsepti

Barınaklar ve gönüllüler minderi ucuz, kolay bulunan malzemelerle kendileri yapabilsin diye kısa bir rehber hazırladık.

Malzemeler

HÜCRELER


- İnce kumaş

DOLGU


- Polimer boncuk
- Polimer elyaf
- Minder süngeri

KAPLAMA


- Çadır kumaşı (su geçirmez)
- Su itici kumaş




1 Kumaşı rehberdeki çizime göre üçgen olarak kes.



2 Kumaşı A ve B köşeleri buluşacak şekilde katla.




3 Buluşan köşeleri dik.



4 B ve C köşelerini bir araya getirip dik.


5

A+B+C




5) Açıkta kalan boşluğu yarıya kadar kapat. Hücreyi yüzde 60 polimer boncuk ve yüzde 20 polimer elyafla doldur, basıncın dağılabilmesi için biraz boşluk bırak. İhtiyacın kadar hücre için tekrarla.

6




6) Sünger, hücreleri içinde tutacak duvarlarla şekillendir. Sünger kalınlığı hücre katmanının iki katı olmalı.

7



7) Sünger hücrelerle doldur.

8



8) Hücreleri sudan korumak için çadır kumaşıyla kapla. Yatak daha rahat olsun diye üstüne su itici bir kumaş katmanı ekle.

Bu rehber bir öğrenci konseptini anlatır. Klinik olarak test edilmemiştir ve veteriner tavsiyesinin yerini tutmaz.